

Çekilmiş Daimi İnsan Dişleri (Her Dişten En Az 10'ar Adet)

- Üst Santral Diş
- Üst Lateral Diş
- Üst Kanin Diş
- Üst 1. Premolar Diş
- Üst 2. Premolar Diş
- Üst 1. Molar Diş
- Üst 2. Molar Diş
- Alt Santral Diş
- Alt Lateral Diş
- Alt Kanin Diş
- Alt Premolar Diş
- Alt 1. Molar Diş
- Alt 2. Molar Diş

Çekilmiş Dişlerin Saklama Koşulları:

Çekilmiş dişler mümkün olduğunda çürüksüz olmalıdır. Dişler kavanoz içerisinde sodyum hipoklorit (4 birim su / 1 birim çamaşır suyu) içerisinde 10 dk bekletilmelidir. Daha sonra çeşme suyu dolu kavanozda dişler kullanılıncaya kadar bekletilmelidir. Dişler asla kuru bırakılmamalıdır ve sürekli olarak çamaşır suyunda bekletilmemelidir. Her hafta kavanozdaki su yenilenecektir.

- Eksik malzeme ile preklinikte **çalışılmaz.**
- İstenilen malzemelerin kullanıma bağlı olarak yıpranması ya da bitmesi halinde yenilerinin alınması gerekir.
- Kullanılacak çekilmiş dişler, ilgili haftadaki işlenecek dersle alakalı olarak öğretim üyelerinin talimatları doğrultusunda alçıya belirli kurallara göre gömülmüş olacak şekilde derste hazır